


<样品信息>

样品名 : 次黄嘌呤图谱  
数据文件名 : A01201709033 (9月23日).lcd  
方法文件名 : 17年次黄嘌呤.lcm  
分析日期 : 2017/9/23 13:05:41  
处理日期 : 2017/9/23 13:45:42  
分析者 :

<色谱图>

mV

检测器A 254nm



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	高度	面积	面积%	理论塔板数	分离度	拖尾因子
1	2.709	350	4200	0.023	1752	--	1.160
2	2.937	1736	8256	0.045	7658	1.163	1.464
3	5.323	2613	19772	0.108	10304	13.869	1.082
4	7.364	1785101	18228599	99.349	11796	8.488	1.052
5	10.404	277	3877	0.021	11885	9.311	1.063
6	17.491	3768	83408	0.455	14079	14.593	1.007
总计		1793845	18348112	100.000			